



7 ÉTAPES SIMPLES ET FACILES POUR ÉLIMINER LES FUITES DE TOILETTES!

1. Stabilisation du réservoir


Attendez la stabilisation de l'eau dans le réservoir (délai 1 minute depuis la dernière chasse).

2. Écoute du réservoir

Écoutez pour un bruit de remplissage et regardez pour un écoulement dans la cuvette.

3. Vérification du niveau de l'eau

Enlevez le couvercle du réservoir et vérifiez le niveau de l'eau (le niveau devrait être égal à la ligne du fabricant).



4. Présence ou non de fuite

Aucun bruit, aucun écoulement et niveau normal, passez à l'étape 7.

Niveau anormal, bruit ou écoulement dans la cuvette passez à l'étape 5

5. Niveau de l'eau du réservoir

LE NIVEAU EST NORMAL, passez à l'étape 6.

LE NIVEAU EST TROP HAUT

Vérifiez l'étanchéité de la valve de remplissage

(en levant le flotteur, la valve devrait fermer, sinon changez la valve de remplissage ou la rondelle d'étanchéité).

Ajustez le niveau avec la vis d'ajustement

(truc : baissez le niveau et ajustez-le pendant le remplissage).

Vérifiez la ligne de flottaison de la flotte

(si elle est pesante et pleine d'eau, il faut la changer) puis, faites le test de colorant à l'étape 7.

LE NIVEAU EST TROP BAS et la valve de remplissage est fermée,

ajustez le niveau avec la vis de niveau jusqu'à la ligne du fabricant puis, faites le test de colorant à l'étape 5.

LE NIVEAU EST TROP BAS et la valve de remplissage coule en continu, passez à l'étape 6.



CONSEIL DE PLOMBERIE 101

C'est trop compliqué ? Appelez un plombier !

6. Détection de la fuite

Regardez s'il y a un écoulement dans le tube de trop-plein

(regardez au-dessus).

Fermez la vanne d'arrêt à l'extérieure du réservoir et vidangez le réservoir.

Vérifiez le clapet : Est-il déformé ? Se défait-il en grattant avec l'ongle ?

Nettoyez le siège de soupape avec une éponge récurante anti-égratignure.

Vérifiez la longueur de la chaîne.

Est-elle assez longue pour permettre une bonne assise du clapet, mais pas trop molle pour se glisser entre le siège de soupape et le clapet ?

Vidangez l'eau avec le colorant

avant de refaire le test de colorant à l'étape 7.

7. Test avec colorant

Prenez une seule pilule bleue de votre petit sachet et déposez-la dans le réservoir.

Attendez 15 minutes.

S'il y a de la couleur dans la cuvette, retournez à l'étape 5,

VOUS AVEZ UNE FUITE !

S'il n'y a pas de couleur dans la cuvette,

VOUS N'AVEZ PAS DE FUITE !

Recommencez l'an prochain ou vérifiez une autre toilette.

Information : Centrale du citoyen 450 569-5000

